

TOKAISUN

燦

for Amenity Space

Clean &
Safety

車椅子車輪洗浄機

ラクーン・ミニ2

特許出願中



車輪のしつこい汚れも楽々
置くだけで簡単・キレイに!!



TKC 東海機器工業株式会社



車椅子は自走・介助・電動タイプに対応!
さらに、歩行補助具にいたるまで幅広くご利用できます。

特長

- 歩行補助具などの車椅子以外の車輪洗浄も可能です。
- 本体はコンパクトサイズで作業スペースを有効活用できます。
- 車輪の側面も同時にキレイに洗浄できます。
- 前輪・後輪を切り換えもレバーで簡単にできます。
- ガイドで自在車輪の蛇行を防ぎ、キレイな仕上がり。



仕様

型 式	RM-2	洗 浄 方 式	湿式ブラシ洗浄
外 寸 法	W1,160×L430×H275mm	処 理 時 間	10分～1時間 (無段階調整)
重 量	50kg	洗 剤	専用洗剤「サンウォッシュⅢ」
電 源	100V	洗 剤 使 用 量	約500(cc/20台)
モ ー タ	60W		

※機械外観・仕様は改良のため一部変更となる場合がありますのでご了承下さい。

TKC 東海機器工業株式会社



URL <http://www.tokaisun.com/>

●本社・工場

〒481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺長田73番地

TEL 0568-68-7111(代) FAX 0568-68-7011

部品注文専用 FAX 0120-673139

東北営業所/〒020-0863 岩手県盛岡市南仙北1-23-13 ☎019-635-8231(代) FAX019-635-4490
 東京営業所/〒338-0823 さいたま市桜区栄和1-4-7 ☎048-855-6031(代) FAX048-855-6157
 本社営業所/〒452-0822 名古屋市西区中小田井2-300 ☎052-501-9321(代) FAX052-503-6736
 大阪営業所/〒567-0023 大阪府茨木市西河原2-2-103 ☎072-621-0339(代) FAX072-621-0339
 中国営業所/〒733-0812 広島市西区己斐本町2-6-9 ☎082-273-0555(代) FAX082-273-0556
 九州営業所/〒818-0912 福岡県大野城市御笠114-13-12 ☎092-503-2502(代) FAX092-503-2504

●ご用命はサービスのゆき届いた当店へ